



LIFEVAC®

Emergencia en Atragantamiento

Dispositivo de emergencia en Asfixia por Atragantamiento



Proteja su vida y
también la de su
familia



LifeVac® es un revolucionario equipo de primeros auxilios.

LifeVac **es un dispositivo de succión desarrollado para liberar una obstrucción en la vía aérea de la víctima** cuando se ha seguido sin éxito el protocolo estándar en caso de atragantamiento. La duración de la succión es mínima, actuando en segundos, lo que hace a LifeVac seguro y efectivo.


El dispositivo LifeVac es ligero, ocupa muy poco espacio y no necesita ninguna fuente de alimentación. Esto lo convierte en un equipo ideal para guardarlo en un botiquín armario, o llevarlo encima y tenerlo siempre cerca para poder utilizarlo de manera inmediata.

Incluye 3 mascarillas:



1.900 personas mueren al año en España por atragantamiento

- ▶ 10 veces más fallecidos que las causadas por incendios
- ▶ 4 veces más fallecidos que en ahogamientos por inmersión
- ▶ Cifra similar a las fallecidos por accidentes de tráfico



Fuente: INE: Instituto Nacional de Estadística

El tiempo es vital, hay que actuar rápidamente

0 - 4 min. Daño cerebral improbable

4 - 6 min. Daño cerebral posible

6 - 10 min. Daño cerebral probable

Más de 10 Muerte cerebral probable



Características

**Probado con éxito:**

Ya ha evitado muertes en varios países

**Sin riesgos:**

No se introduce en el cuerpo por lo que no se daña a la víctima

**Válido para niños y adultos:**

Incluye 2 mascarillas de adulto y una pediátrica por lo que se ajusta a prácticamente cualquier posible víctima.

**Manejo sencillo:**

No hace falta ninguna habilidad o formación específica pudiéndose usar por un niño o en uno mismo.

**Uso generalizado:**

Puede usarse con embarazadas, obesos, ancianos y personas en sillas de ruedas en los cuales la Maniobra de Heimlich puede estar contraindicada o resultar ineficaz.

**Actúa en segundos:**

Es rápido y fácil de utilizar liberando la obstrucción de manera inmediata.

Nuestro objetivo en **LifeVac®** es ofrecer tranquilidad y seguridad para salvar vidas y crear espacios más seguros

LifeVac® en los espacios públicos

Es posible transformar un colegio, un restaurante, un geriátrico, etc. en un lugar seguro ante posibles asfixias por atragantamiento.

¡Ayúdanos a salvar una vida!



DEMOSTRACIÓN
<https://goo.gl/ha2mvo>




<https://lifevac.es/formando-respiramos/>

INSTRUCCIONES EN CASO DE ASFIXIA POR ATRAGANTAMIENTO


Si alguna persona es víctima de asfixia por atragantamiento...

1 Anime a la víctima a toser

2 Si la tos no es efectiva, 5 palmadas en la espalda



3 Si la obstrucción sigue, 5 compresiones abdominales






4 Si la obstrucción sigue, utilice LIFEVAC.

COLOCAR sobre la nariz y la boca

EMPUJAR el mango/fuelle

TIRAR del mango



REPETIR HASTA RETIRAR LA OBSTRUCCIÓN O 5 VECES.



Cada unidad LifeVac contiene:

- 1 dispositivo LifeVac
- 1 mascarilla mediana de adulto (identificada por el anillo de plástico verde).
- 1 mascarilla pequeña de adulto (identificada por el anillo de plástico amarillo)
- 1 mascarilla pediátrica (identificada por el anillo de plástico blanco)
- Un Manual de información e instrucciones de uso
- Guía rápida ante asfixia por atragantamiento



Si Vd. pertenece a una asociación u organismo público consultenos su caso y le recomendaremos como mejorar la seguridad ante la asfixia por atragantamiento.

